


抗Clc4ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q9Y696

商品番号: CM0028391



前書き

ヒトCLIC4（p64H1）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。塩素細胞内チャネル、オキシドレダクターゼ、血管新生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLIC4 Rabbit pAb
備考/別名	H1; huH1; p64H1; CLIC4L; MTCLIC; CLIC4
種	ヒト
GeneID（ヒト）	25932
GeneID	25932
免疫原	ヒトCLIC4（NP_039234.1）のアミノ酸1～253に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y696
タンパク質分子量	29kDa
輸送方法	氷袋