


Wb、Elisa用 Anti-Clip1 ポリクローナル抗体 - P30622

商品番号: CM0017178



前書き

WBおよびELISAで検証済みのヒトCLIP1ウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットと交差反応します。細胞骨格ダイナミクスおよび小胞輸送に関与する微小管プラスエンドトラッキングタンパク質を標的とします。がんおよび細胞生物学の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLIP1 Rabbit pAb
備考/別名	RSN, CLIP, CYLN1, CLIP170, CLIP-170, CLIP1
種	Human
GeneID (Human)	6249
GeneID	6249
免疫原	ヒトCLIP1 (NP_002947.1) のアミノ酸1228-1427に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	Rabbit
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	Human, Mouse, Rat
SWISS	P30622
タンパク質分子量	162kDa
配送	Ice bag