


抗Clip1ウサギポリクローナル抗体 (Wb, Elisa用) - P30622

商品番号: CM0030379



前書き

ヒトCAP-

Glyドメイン含有リンカータンパク質1（CLIP1/CLIP-170）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。微小管ダイナミクスおよび小胞輸送の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLIP1 ウサギpAb
備考/別名	RSN, CLIP, CYLN1, CLIP170, CLIP-170, CLIP1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	6249
遺伝子ID	6249
免疫原	ヒトCLIP1の1228-1427アミノ酸残基に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002947.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス, ラット
SWISS	P30622
タンパク質分子量	162kDa
配送	アイスバッグ