


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗CLN5 ウサギポリクローナル抗体 - O75503

商品番号: CM0013159



前書き

WB、IHC-

P、ELISAで検証済みのCLN5ウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応。BMP合成とニューロナルセロイドリポフスチノーシスに関与するリソソーム酵素、ビス（モノアシルグリセロ）リン酸合成酵素CLN5を認識。神経変性疾患研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLN5 ウサギ pAb
備考/別名	CLN5; NCL
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1203
GeneID	1203
免疫原	ヒトCLN5（NP_006484.1）のアミノ酸96-407に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O75503
タンパク質分子量	41kDa
発送	保冷バッグ