

CLN8に対するポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Uby8

商品番号: CM0021701

前書き

ウサギ由来のCLN8に対するポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAに対応しています。神経保護作用と細胞増殖に関わる小胞体膜タンパク質であるヒトCLN8（Q9UBY8）を標的としています。ニューロン性セロイドリポフスチン症の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLN8 ウサギ pAb
備考／別名	EPMR; TLCD6; C8orf61; CLN8
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2055
遺伝子ID	2055
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UBY8
タンパク質分子量	33kDa
発送方法	氷袋梱包