

Wb、Ihc-P、Elisa用抗Clns1Aポリクローナル抗体 - P54105

商品番号: CM0019517



前書き

ウサギ由来ポリクローナル抗体、ヒトCLNS1A（pICln）に対応、WB、IHC-P、ELISAに適用。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。スプライソソームsnRNPの集合およびSmタンパク質のメチル化に関与。RNAスプライシング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLNS1A ウサギpAb
別名	CLCI, ICln, CLNS1B, CLNS1A
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1207
GeneID	1207
免疫原	ヒトCLNS1A（NP_001284.1）のアミノ酸1-237番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P54105
タンパク質分子量	26kDa
輸送方法	氷袋梱包