

ウェスタンブロット、Elisa用 抗Clns1A ウサギポリクローナル抗体 - P54105

商品番号: CM0024834



前書き

ヒトCLNS1A（メチロソームサブユニットpICln）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに使用可能。ヒトサンプルで検証済み。スプライソソーム形成およびmRNAスプライシング研究に必須。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLNS1A ウサギ pAb
備考/別名	CLCI; ICln; CLNS1B; CLNS1A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1207
GeneID	1207
免疫原	ヒトCLNS1Aのアミノ酸1-237に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001284.1)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P54105
タンパク質分子量	26kDa
輸送	保冷バッグ