


Wb、Elisa用 Anti-Clock ラビットモノクローナル抗体 - O15516

商品番号: CM0012319



前書き

WBおよびELISAで検証済みのAnti-CLOCKラビットモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのCLOCKと反応します。合成ペプチド免疫原（aa 100-200）。概日リズムおよび転写制御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLOCK Rabbit mAb
備考/別名	KAT13D; bHLHe8; CLOCK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9575
GeneID	9575
免疫原	合成ペプチド ヒトCLOCK (NP_004889.1) のアミノ酸100-200内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ラビット
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15516
タンパク質分子量	95kDa
配送	アイスバッグ