

Anti-Clock Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - O15516

商品番号: CM0028150



前書き

ヒトCLOCK（KAT13D/bHLHe8）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプル中のCLOCKを検出します。概日リズムおよび転写制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLOCK Rabbit pAb
備考/別名	KAT13D; bHLHe8; CLOCK
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9575
GeneID	9575
免疫原	ヒトCLOCK（NP_004889.1）のアミノ酸450-600に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O15516
タンパク質分子量	95kDa
配送	氷袋