


## Ihc-P、Elisa用抗Clpbウサギポリクローナル抗体 - Q9H078

商品番号: CM0022714



## 前書き

ヒトCLPBを標的とするウサギポリクローナル抗体で、IHC-

PおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットCLPBを検出します。ミトコンドリアタンパク質ホメオスタシスおよび自然抗ウイルス免疫の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| 製品名         | CLPB ウサギ pAb                                                     |
| 備考/別名       | CLPB; ANKCLB; HSP78; MEGCANN; MGCA7; SKD3; カゼイン分解ペプチダーゼBタンパク質相同体 |
| 種           | ヒト                                                               |
| GeneID (ヒト) | 81570                                                            |
| GeneID      | 81570                                                            |
| 免疫原         | ヒトCLPB (NP_110440.1) のアミノ酸572-707に対応する配列を含む組換え融合タンパク質            |
| 由来          | ウサギ                                                              |
| カテゴリ        | ポリクローナル抗体                                                        |
| 適用          | IHC-P, ELISA                                                     |
| 交差反応性       | マウス、ラット                                                          |
| SWISS       | Q9H078                                                           |
| タンパク質分子量    | 57kDa/72kDa/74kDa/75kDa/78kDa                                    |
| 発送          | 保冷バッグ                                                            |