


Clpp抗モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa対応） - Q16740

商品番号: CM0009114



前書き

CLPPウサギモノクローナル抗体。Western blot (WB)、IHC-

P、IF/ICC、ELISAに対応し、ヒト・マウス・ラットで検証済みです。標的はミトコンドリアClpXPプロテアーゼサブユニットの30kDaタンパク質で、タンパク質品質管理において重要な役割を持ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLPP Rabbit mAb
別名	DFNB81; PRLTS3; CLPP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8192
GeneID	8192
免疫原	合成ペプチド ヒトCLPP (Q16740) のアミノ酸178～277番の配列に対応する合成ペプチド。
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交叉反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16740
タンパク質分子量	30kDa
配送方法	保冷剤