


抗Clppウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q16740

商品番号: CM0029763



前書き

ヒトCLPP（ミトコンドリアClpPプロテアーゼ）に対するウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに使用できます。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。ミトコンドリアのタンパク質品質管理研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLPP Rabbit pAb
備考/別名	DFNB81; PRLTS3; CLPP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8192
GeneID	8192
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16740
タンパク質分子量	30kDa
配送方法	氷袋