

WbおよびElisa用 抗Clptm1ウサギモノクローナル抗体 - O96005

商品番号: CM0011077

前書き

ヒトCLPTM1（口唇口蓋裂膜貫通タンパク質1）に対するウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAに適しており、ヒトと交差反応します。GPIアンカータンパク質のプロセッシングおよびGABA作動性シグナル伝達の研究用途。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLPTM1 Rabbit mAb
備考/別名	CLPTM1; 膜貫通タンパク質
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1209
遺伝子ID	1209
免疫原	ヒトCLPTM1 (O96005) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	O96005
タンパク質分子量	76kDa
配送	氷袋