

ウエスタンブロットおよびElisa用 Anti-Clptm1 ウサギポリクローナル抗体 - O96005

商品番号: CM0025129

前書き

ヒトCLPTM1を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロット（WB）およびELISAに適しています。マウスおよびラットと交差反応性があります。GABA作動性伝達、脂質スクランブリング、GPIアンカー処理の研究にご利用ください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CLPTM1 ウサギ pAb
備考/別名	CLPTM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1209
遺伝子ID	1209
免疫原	組換えタンパク質[ヒトCLPTM1 (NP_001285.1)のアミノ酸1-280に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O96005
タンパク質分子量	76kDa
発送	保冷バッグ