


Wb、Elisa用 抗Clpx ウサギモノクローナル抗体 - O76031

商品番号: CM0003266



前書き

ヒトCLPX（ミトコンドリアATP依存性シャペロン）に対するウサギモノクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性あり。ミトコンドリアタンパク質品質管理およびヘム合成の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLPX ウサギmAb
備考/別名	EPP2; CLPX
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10845
GeneID	10845
免疫原	合成ペプチド ヒトCLPX (O76031) のアミノ酸534-633に相当する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O76031
タンパク質分子量	69 kDa
発送	保冷バッグ