


Wb、Elisa用抗Clspn（Claspin）ウサギポリクローナル抗体 - Q9Haw4

商品番号: CM0023112



前書き

ヒトCLSPN/Claspin（UniProt Q9HAW4）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAに適しています。DNA損傷チェックポイント、複製フォークの安定性、細胞周期制御の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLSPNウサギpAb
備考/別名	CLSPN; claspin
種	ヒト
GeneID（ヒト）	63967
GeneID	63967
免疫原	合成ペプチド ヒトCLSPN（NP_001177410.1）のアミノ酸650～750内の配列に相当する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9HAW4
タンパク質分子量	151 kDa
輸送	保冷剤