

Wb、Elisa用 Anti-Clta ポリクローナル抗体 - P09496

商品番号: CM0028616



前書き

ヒト Clathrin light chain A (CLTA)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。マウスおよびラットとの交差反応性があります。エンドサイトーシスおよび紡錘体の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLTA Rabbit pAb
備考/エイリアス	LCA; CLTA
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1211
GeneID	1211
免疫原	ヒトCLTA (NP_001824.1) のアミノ酸1-218に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09496
タンパク質分子量	27kDa
配送	氷袋