

抗Cltbウサギポリクローナル抗体 (Wb, If/Icc, Elisa用) - P09497

商品番号: CM0029620

前書き

ヒトCLTB（クラスリン軽鎖B）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。被覆小窩および小胞の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLTB ウサギpAb
備考/別名	LCB; CLTB
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1212
遺伝子ID	1212
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCLTBのアミノ酸1-211に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_001825.1)。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09497
タンパク質重量	25kDa
配送	保冷剤