

抗Cluhウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa) - O75153

商品番号: CM0014260

前書き

ヒトCLUH
(CLU1)を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒトおよびマウスのCLUHを検出します。ミトコンドリア生成と細胞質内分布の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLUH ウサギ pAb
備考/別名	CLU1; CLUH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23277
GeneID	23277
免疫原	ヒトCLUH (NP_056044.3)のアミノ酸1120-1309に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75153
タンパク質分子量	147kDa
輸送	保冷バッグ