


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗クラスタリンポリクローナル抗体 - P10909

商品番号: CM0017974



前書き

クラスタリン (ApoJ、TRPM-2) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。アポトーシス、補体、神経変性研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	クラスタリン ウサギ pAb
備考/別名	CLI; AAG4; APOJ; CLU1; CLU2; KUB1; SGP2; APO-J; SGP-2; SP-40; TRPM2; TRPM-2; NA1/NA2; クラスタリン
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1191
GeneID	1191
免疫原	ヒトクラスタリンα鎖 (NP_976084.1) のアミノ酸220-449に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P10909
タンパク質分子量	52kDa
発送条件	保冷バッグ