

Anti-Clvs2 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q5Syc1

商品番号: CM0023124

前書き

ヒトClavesin-2 (CLVS2)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。エンドソーム/リソソーム形態およびニューロンタンパク質輸送の研究に最適です。組換え免疫原を使用しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CLVS2 Rabbit pAb
備考/別名	RLBP1L2, C6orf212, C6orf213, bA160A10.4, CLVS2
種	ヒト
遺伝子ID	134829
免疫原	ヒトCLVS2 (NP_001010852.2) のアミノ酸265-327に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q5SYC1
タンパク質分子量	38kDa
配送	アイスバッグ