

Wb・Elisa用抗Cmasウサギポリクローナル抗体 - Q8Nfw8

商品番号: CM0015004

前書き

ヒトCMAS（CMP-N-アセチルノイラミン酸シンターゼ）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒト、マウス、ラットと交差反応します。シアル酸経路の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CMAS ウサギpAb
備考・別名	CSS; CMAS
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	55907
遺伝子ID	55907
免疫原	ヒトCMAS（NP_061156.1）のアミノ酸1～263番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NFW8
タンパク質分子量	48kDa
発送方法	保冷剤