

## Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Cmip ポリクローナル抗体 - Q8Iy22

商品番号: CM0019268

### 前書き

CMIPに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。  
WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。T細胞シグナル伝達の研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名         | CMIP Rabbit pAb                                       |
| 備考/別名       | TCMIP; CMIP                                           |
| 種           | ヒト                                                    |
| GeneID (ヒト) | 80790                                                 |
| GeneID      | 80790                                                 |
| 免疫原         | ヒトCMIP (NP_938204.2) のアミノ酸640-773に相当する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| ソース         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                             |
| アプリケーション    | WB, IHC-P, ELISA                                      |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS       | Q8IY22                                                |
| タンパク質分子量    | 86kDa                                                 |
| 配送          | アイスバッグ                                                |