

WbおよびElisa用 Anti-Cmkrl1 ポリクローナル抗体 - Q99788

商品番号: CM0021350



前書き

ヒトCMKLR1（ChemR23）に対する高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに適しています。代謝性炎症および免疫応答研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CMKLR1 ウサギ pAb
備考/別名	DEZ; ERV1; RVER1; ChemR23; CHEMERINR; CMKLR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1240
GeneID	1240
免疫原	合成ペプチド ヒトCMKLR1（NP_001135815.1）のアミノ酸250-350に対応する配列の合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q99788
タンパク質分子量	42kDa
配送	保冷バッグ