

WbおよびElisa用 抗Cmklr1 ウサギポリクローナル抗体 - Q99788

商品番号: CM0014436



前書き

ヒトCMKLR1（ケメリン受容体）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと反応します。免疫学および代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CMKLR1 ウサギ pAb
備考/別名	DEZ; ERV1; RVER1; ChemR23; CHEMERINR; CMKLR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1240
免疫原	ヒトCMKLR1 (NP_001135815.1) のアミノ酸250-350に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q99788
タンパク質分子量	42kDa
輸送	保冷バッグ