

Cmtm6に対するウサギモノクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nx76

商品番号: CM0002386

前書き

ウェスタンブロット（WB）およびELISA用の高品質抗CMTM6ウサギモノクローナル抗体です。PD-L1のリサイクルとT細胞アネルギーの主要制御因子であるヒトおよびラットのCMTM6を認識します。免疫チェックポイント研究やがん免疫学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CMTM6 ウサギmAb
備考/別名	CKLFSF6; PRO2219; CMTM6
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	54918
遺伝子ID	54918
免疫原	ヒトCMTM6（NP_060271.1）のアミノ酸84～183番内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9NX76
タンパク質分子量	20kDa
発送方法	氷袋