

抗Cnbpウサギポリクローナル抗体 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa対応) - P62633

商品番号: CM0013267

前書き

WB, IHC-P, IF/ICC,
ELISA用抗CNBPウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと反応します。転写抑制およびRNA結合の研究に適しています。19 kDaタンパク質。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CNBPウサギpAb
備考/別名	DM2; ZNF9; CNBP1; PROMM; RNF163; ZCCHC22; CNBP
種	ヒト
遺伝子ID	7555
免疫原	ヒトCNBPのアミノ酸70-170の配列に対応する合成ペプチド (NP_001120668.1)
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P62633
タンパク質重量	19kDa
配送	アイスパック