

Wb、Elisa用抗Cndp1ポリクローナル抗体 - Q96Kn2

商品番号: CM0030127



前書き

CNDP1ウサギポリクローナル抗体（CN1、CPGL2）はWB、ELISAで検証済みです。ヒトβ-アラニル-L-ヒスチジンジペプチダーゼ（血清カルノシナーゼ）を標的とし、マウス、ラットと交差反応します。カルノシン代謝研究にご利用いただけます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CNDP1 Rabbit pAb
備考/別名	CN1; CPGL2; HsT2308; CNDP1
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	84735
遺伝子ID	84735
免疫原	ヒトCNDP1 (NP_116038.4) のアミノ酸1〜280番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96KN2
タンパク質分子量	57kDa
発送方法	氷袋梱包