

Wb・Elisa用抗Cndp2ウサギポリクローナル抗体 - Q96Kp4

商品番号: CM0013858



前書き

CNDP2に対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAにおいて、ヒト、マウス、ラットでの検証が完了しています。グルタチオン代謝と細胞周期調節に関与する細胞質性非特異的ジペプチダーゼです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CNDP2 Rabbit pAb
別名	CN2; CPGL; PEPA; HsT2298; HEL-S-13; CNDP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55748
遺伝子ID	55748
免疫原	組換えタンパク質 ヒトCNDP2 (NP_060705.2) のアミノ酸1-210番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q96KP4
タンパク質分子量	53kDa
発送	氷袋