

Wb、Elisa用抗Cnga2ポリクローナル抗体 - Q16280

商品番号: CM0027294



前書き

ヒトCNGA2に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。嗅覚シグナル伝達およびサイクリックヌクレオチド gated イオンチャネルの研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CNGA2 Rabbit pAb
備考/別名	CNCA; CNG2; CNCA1; OCNC1; OCNCa; OCNCALPHA; CNGA2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1260
GeneID	1260
免疫原	合成ペプチド；ヒトCNGA2 (NP_005131.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16280
タンパク質分子量	76kDa
配送	アイスバッグ