

抗Cnga3ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用途） - Q16281

商品番号: CM0027386



前書き

ヒトCNGA3を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAに適しています。光伝達に重要な錐体光受容体cGMP依存性チャネルサブユニットアルファ3を認識します。ヒト、マウス、ラットと交差反応性を示します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CNGA3 ウサギpAb
別名	CNG3; ACHM2; CCNC1; CCNCa; CNGC3; CCNCalpha; CNGA3
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1261
遺伝子ID	1261
免疫原	ヒトCNGA3 (NP_001289.1) のアミノ酸1-165番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16281
タンパク質分子量	79kDa
発送	氷袋