

Wb、Elisa用抗Cnga4ウサギポリクローナル抗体 - Q8Iv77

商品番号: CM0013013



前書き

CNGA4に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISA用途に適しており、ヒトおよびマウスのサンプルと反応します。CNGA4は嗅覚シグナル伝達に関与する環状ヌクレオチド依存性チャネルです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CNGA4 ウサギ pAb
備考／別名	CNG4; CNG5; CNCA2; CNG-4; CNGB2; OCNC2; OCNCb; OCNCBETA; CNGA4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1262
GeneID	1262
免疫原	ヒトCNGA4のアミノ酸416～575 (NP_001032406.1) に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8IV77
タンパク質分子量	66 kDa
輸送	保冷バッグ