

Wb、Elisa用抗Cnmdポリクローナル抗体 - O75829

商品番号: CM0023317

前書き

ヒトCNMD（CHM1/LECT1）に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。軟骨細胞増殖と血管新生を調節する。骨格発達および心血管研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	CNMD Rabbit pAb
備考/別名	CHM1; CHM-I; LECT1; BRICD3; MYETS1; CNMD
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11061
GeneID	11061
免疫原	ヒトCNMDのアミノ酸75-334に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_008946.1)。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差性	ヒト
SWISS	O75829
タンパク質分子量	37kDa
発送	保冷剤付き