

Anti-Cnn3 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - Q15417

商品番号: CM0024631

前書き

ヒトCNN3（カルポニン-3）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットのCNN3（約36 kDa）と反応します。平滑筋収縮およびアクチン結合研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CNN3 ウサギ pAb
備考/別名	CNN3
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	1266
遺伝子ID	1266
免疫原	ヒトCNN3（NP_001830.1）のアミノ酸220-329に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q15417
タンパク質分子量	36kDa
輸送	氷袋