

Wb、If/Icc、Elisa用抗Cnnm1ポリクローナル抗体 - Q9Nru3

商品番号: CM0020112

前書き

金属輸送体CNNM1（ACDP1、CLP-1）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応。
免疫原：ヒトCNNM1のアミノ酸692-951に対応する組換え融合タンパク質。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CNNM1 Rabbit pAb
備考/別名	ACDP1; CLP-1; CNNM1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	26507
GeneID	26507
免疫原	ヒトCNNM1（NP_065081.2）のアミノ酸692-951に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NRU3
タンパク質分子量	104kDa
配送	保冷バッグ