


Wb、Elisa用 Anti-Cnnm4/Acdp4 ポリクローナル抗体 - Q6P4Q7

商品番号: CM0024569



前書き

ヒトCNNM4 (ACDP4)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応。金属輸送、バイオミネラリゼーション、網膜機能に関する研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CNNM4 ウサギ pAb
備考/別名	ACDP4; CNNM4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	26504
遺伝子ID	26504
免疫原	ヒトCNNM4 (NP_064569.3) のアミノ酸700-775に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6P4Q7
タンパク質分子量	87kDa
発送	保冷バッグ