


Wb、Elisa用抗Cnot8ポリクローナル抗体 - Q9Uff9

商品番号: CM0027527



前書き

WBおよびELISA用のウサギ由来抗CNOT8ポリクローナル抗体です。mRNAのデアデニル化と翻訳制御に与するCCR4-NOT複合体の触媒サブユニットである、ヒトおよびマウスのCNOT8を検出します。分子生物学および癌研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CNOT8 ウサギ pAb
別名	CAFI; POP2; CALIF; Caf1b; hCAFI; CNOT8
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9337
遺伝子ID	9337
免疫原	ヒト CNOT8 (NP_004770.4) のアミノ酸1〜292番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UFF9
タンパク質分子量	34kDa
発送方法	保冷剤