

Wb、Ihc-P、Elisa用 Anti-Cnpase ポリクローナル抗体 - P09543

商品番号: CM0019398



前書き

ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証された、ヒトCNPase（CNP）に対するポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。神経生物学、髄鞘研究、および抗ウイルス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	説明
製品名	CNPase Rabbit pAb
備考/別名	CNP1; HLD20; CNPase
種	ヒト
遺伝子ID	1267
免疫原	ヒトCNPase（NP_149124.3）のアミノ酸152-421に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09543
タンパク質分子量	48kDa
配送	氷袋