

Anti-Cnpase Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P09543

商品番号: CM0003321



前書き

ヒトCNPase (P09543)

を標的とする高特異性ウサギモノクローナル抗体。WB、IF-P、IHC-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交叉反応性があります。髄鞘生物学および抗ウイルス研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CNPase Rabbit mAb
備考/別名	CNP1; HLD20; CNPase
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1267
GeneID	1267
免疫原	合成ペプチド：ヒトCNPase (P09543) のアミノ酸322-421領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交叉反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09543
タンパク質分子量	48kDa
配送	氷袋