


Wb、If-P、Elisa用 抗Cnpase ウサギポリクローナル抗体 - P09543

商品番号: CM0014807



前書き

CamelBioは、ヒトCNPase（別名CNP1/CNP）を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体を提供します。WB、IF-P、ELISAで検証済みで、マウスおよびラットとの交差反応性があり、髄鞘、神経変性、抗ウイルス研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CNPase ウサギ pAb
備考/別名	CNP1; HLD20; CNPase
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1267
GeneID	1267
免疫原	ヒトCNPase (NP_149124.3) のアミノ酸150-421に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P09543
タンパク質分子量	48kDa
輸送	保冷バッグ