

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Cnpy2ポリクローナル抗体 - Q9Y2B0

商品番号: CM0012995

前書き

ヒトCNPY2（MSAP、TMEM4、ZSIG9）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。神経突起伸長研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CNPY2 Rabbit pAb
備考/別名	MSAP; TMEM4; ZSIG9; HP10390; CNPY2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10330
遺伝子ID	10330
免疫原	ヒトCNPY2 (NP_055070.1) のアミノ酸1-182に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y2B0
タンパク質分子量	21kDa
配送	氷袋