

Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用 抗Cnpy3 ウサギポリクローナル抗体 - Q9Bt09

商品番号: CM0025063

前書き

ヒトCNPY3（PRAT4A）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IP、ELISAで検証済み。マウスと交差反応性あり。自然免疫および小胞体タンパク質フォールディング研究に必須。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CNPY3 ウサギ pAb
備考/別名	CAG4A; DEE60; ERDA5; TNRC5; EIEE60; PRAT4A; CNPY3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10695
GeneID	10695
免疫原	ヒトCNPY3（NP_006577.2）のアミノ酸31-278に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9BT09
タンパク質分子量	31kDa
輸送	保冷バッグ