

抗Cnr1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - P21554

商品番号: CM0016536



前書き

ヒトCNR1（CB1）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、ELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。神経科学および代謝研究におけるカンナビノイド受容体の研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CNR1 Rabbit pAb
備考/別名	CB1; CNR; CB-R; CB1A; CB1R; CANN6; CB1K5; CNR1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1268
GeneID	1268
免疫原	ヒトCNR1 (NP_001153698.1) のアミノ酸401～472番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21554
タンパク質分子量	53kDa
発送方法	保冷剤