

抗Cntd1ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q8N815

商品番号: CM0019607

前書き

ヒトサンプルでのWBおよびELISAで検証済みのCNTD1ウサギポリクローナル抗体。減数分裂および交叉形成研究における、シクリンN末端ドメイン含有タンパク質1の特異的検出に対応しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CNTD1 Rabbit pAb
備考／別名	CNTD; COSA1; CNTD1
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	124817
遺伝子ID	124817
免疫原	ヒトCNTD1（NP_001317151.1）のアミノ酸1～120番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N815
タンパク質分子量	37kDa
配送方法	氷袋