


ウサギ抗Cnlfポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、If-P、Elisa用） - P26441

商品番号: CM0023835



前書き

CNTFウサギポリクローナル抗体は、WB、IF/ICC、IF-P、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットのCNTFを検出します。神経細胞生存、分化、サイトカインシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメーター	値
製品名	CNTF ウサギ pAb
備考/別名	HCNTF; CNTF
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1270
遺伝子ID	1270
免疫原	合成ペプチド ヒトCNTF (NP_000605.1) のアミノ酸24-74に相当する配列に基づく合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用方法	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26441
タンパク質分子量	23kDa
発送方法	保冷バッグ