


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Cntn1 ラビットポリクローナル抗体 - Q12860

商品番号: CM0023601



前書き

ラビットポリクローナルCNTN1抗体（F3/GP135とも呼ばれる）は、ヒト、マウス、ラットのWB、IHC-P、ELISAで検証済みです。神経発達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CNTN1 Rabbit pAb
備考/別名	F3; GP135; MYPCN; CMYP12; CNTN1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1272
GeneID	1272
免疫原	ヒトCNTN1 (NP_778203.1) のアミノ酸250-350配列内に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q12860
タンパク質分子量	113kDa
配送	氷袋