

Wb、Elisa用抗Cntn3ウサギポリクローナル抗体 - Q9P232

商品番号: CM0016179



前書き

WBおよびELISAで検証済みのヒトCNTN3（Contactin-3、BIG-

1、PANG）に対するウサギポリクローナル抗体。マウスおよびラットとの交差反応性があります。神経細胞接着の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CNTN3 Rabbit pAb
備考/別名	PCS; PANG; BIG-1; CNTN3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5067
GeneID	5067
免疫原	ヒトCNTN3 (NP_065923.1) のアミノ酸20-110に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	Q9P232
タンパク質分子量	113kDa
配送	氷袋