

WbおよびElisa用 抗Cntn4 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Iwv2

商品番号: CM0014056

前書き

CNTN4

ウサギポリクローナル抗体は、WBおよびELISAで検証済みです。神経突起伸長とシナプス形成に関与する神経細胞接着分子であるヒトコンタクチン-4 (BIG-2) を標的とします。神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	CNTN4 Rabbit pAb
備考/別名	AXCAM; BIG-2; CNTN4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	152330
GeneID	152330
免疫原	ヒトCNTN4 (NP_001193885.1) のアミノ酸448-697に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8Iwv2
タンパク質分子量	113 kDa
発送	保冷バッグ