

抗凝固因子Iii/組織因子 ウサギポリクローナル抗体 Wb、If/Icc、Elisa対応 - P13726

商品番号: CM0018174



前書き

ヒトの凝固因子III/組織因子（CD142、TF）に対するウサギポリクローナル抗体です。WB、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットの試料中の内在性レベルを検出します。止血および血栓研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	凝固因子III/組織因子 ウサギpAb
備考/別名	TF; TFA; CD142; 凝固因子III/組織因子
対象種	ヒト
遺伝子ID	2152
免疫原	ヒト凝固因子III/組織因子（NP_001984.1）のアミノ酸120～251番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P13726
タンパク質分子量	33kDa
輸送方法	氷袋