

抗凝固因子X（Factor X, F10）ウサギポリクローナル抗体（Wb, If/Icc, Elisa対応） - P00742

商品番号: CM0015514



前書き

ヒト凝固因子X（F10）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。止血、血栓症、および炎症研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	F10 Rabbit pAb
備考/別名	FX; FXA; F10
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2159
GeneID	2159
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトF10 (NP_000495.1) のアミノ酸235-488に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	P00742
タンパク質分子量	55kDa
配送	氷袋